


Set up process of the ReadClip Exago - Imago on your PC


1. Decompress the enclosed ZIP file « IMAGO or EXAGO.zip »
2. Execute the « setup.exe » file
3. Click on « Next »




4. Click on « Next »




5. Click on « Next »



6. Wait during installation




7. Click on « Close »




8. Start « Exago ReadClip » from Menu Start/All programs

9. The following windows will open :




10. In the « File » Menu click on « Open »

11. Select the Exago clip « .cine » format



12. Click on « Play/Stop »



13. To close the application,click on « File » then « Exit »